

目录

- 1.振荡器系列（摇瓶机、摇床）
- 2.电热套系列
- 3.生化、光照、霉菌、振荡、培养箱系列
- 4.电热板系列
- 5.水浴锅、水箱系列
- 6.离心机系列
- 7.熔蜡机、烤片机系列
- 8.磁力搅拌器系列
- 9.电动搅拌器系列
- 10.匀浆机、粉碎机系列
- 11.石英蒸馏器系列
- 12.电热恒温培养箱系列
- 13.隔水式电热恒温培养箱系列
- 14.电热恒温鼓风干燥箱系列
- 15.脱色摇床系列
- 16.三维旋转混匀器系列
- 17.血液混匀器系列
- 18.台式振荡器系列
- 19.旋涡混匀器系列

1.振荡器系列（摇瓶机、摇床）系列

SHA-C 水浴恒温振荡器（数显）/（微电脑）（无级调速）

THZ-82 水浴恒温振荡器（数显）/（微电脑）（无级调速）



型 号	SHA-C	THZ-82
控温范围 (°C)	室温 ~ 100°C	
温控精度	±0.5°C (双数显)	
装瓶量	三角烧瓶 250ml×12, 500ml×6 1000ml×4	
定时范围	0-120mins (或常开)	
转 速 振 幅	起 动 0-300r/min	
振 幅 mm	20 (双功能) (往复、回旋)	
整机功率	1800W	
工作尺寸 mm	490*390*170	
外形尺寸 mm	700×550×490	



SHA-B 水浴恒温振荡器（数显）/（微电脑）（无级调速）



型 号	SHA-B
控温范围 (°C)	室温 ~ 100°C
温控精度	±0.5°C (双数显)
装瓶量	三角烧瓶 250ml×12, 500ml×8 1000ml×4
定时范围	0-120mins (或常开)
转 速 振 幅	起 动 0-300r/min
振 幅 mm	20 (双功能) (往复、回旋)
整机功率	1800W
工作尺寸 mm	490*390*170
外形尺寸 mm	700×550×490

CHA-S 气浴恒温振荡器（数显） / （微电脑） （无级调速）

SHZ-82 气浴恒温振荡器（数显） / （微电脑） （无级调速）



型号	控温范围 (°C)	振荡幅度 (mm)	振荡频率 (rpm)	定时范围	整机功率 (W)	工作尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
SHZ-82	室温~50	20 (双功能) (往复)	0~300	0~120	580	520*420*200	710×470×520
CHA-S	室温~50	20 (双功能) (回旋)	0~300	0~120	580	520*420*200	710×470×520

ZD-85 气浴恒温振荡器（数显） / （微电脑） （无级调速）



型号	控温范围 (°C)	振荡幅度 (mm)	振荡频率 (rpm)	定时范围	整机功率 (W)	工作尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
ZD-85	室温~50	20 (双功能) (往复、回旋)	0~300	0~120	580	520*420*200	710×470×520

ZD-85A 微电脑大容量恒温摇床（往复） （无级调速）

ZD-85B 微电脑全温大容量恒温摇床（往复） （无级调速）



型号	温控范围	外尺寸	振幅	频率	容量	功率	光照度
ZD-85A	室温~50°C	1410*800*620	(往复) 30mm/76mm	20-180 次/分	250ml*60 500ml*54 1000ml*24 5000ml*6	580-680W	≥2500 LX
ZD-85B	5-50 °C	1410-800-790	(往复) 30mm/76mm	20-180 次/分	250ml*60 500ml*54 1000ml*24 5000ml*6	580-680W	

BS-S 立式双数显微电脑恒温气浴振荡箱（无级调速）



型号	BS-S
控温范围	室温-60℃
整机功率	700W
加热功率	500W
振荡频率	(回旋) 启动-260 次/分
振幅	20mm
控温精度	±0.5℃
振荡定时	微电脑自动循环定时
工作尺寸	380*400mm*2 层

HY-1（垂直）多用振荡器（无级调速）



型 号	工作 方式	振荡幅 度 (mm)	振荡频 率 (rpm)	定时范 围	整机功 率 (W)	工作尺 寸 (mm)	外形尺 寸 (mm)
HY-1	垂直	20	0-300	0~ 120	80	500×120×2 只	620×500×320

HY-2 调速多用振荡器（装分液漏斗专用）/（往复）/（测速） （无级调速）



型 号	工作 方式	振荡幅 度 (mm)	振荡频 率 (rpm)	定时范 围	整机功 率 (W)	工作尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
HY-2	往复	20	0-300	0~ 120	60	520×300	520×300×240

HY-3 多用振荡器（调速）（无级调速）



型 号	工作方 式	振荡幅 度 (mm)	振荡频 率 (rpm)	定时范 围	整机功 率 (W)	工作尺 寸 (mm)	外形尺 寸 (mm)
HY-3	垂直往 复	20	0-300	0-120	垂直负 荷	500×120 (垂直	540×600 ×340
					5 (KG) 80	540×360 (往复	



铸金分析仪器

KS 调速多用振荡器（康氏）/（测速）（无级调速）

HY-4 调速多用振荡器（装分液漏斗专用）/（测速）
（无级调速）



型 号	工作方 式	振荡幅 度 (mm)	振荡 频率 (rp m)	定时 范围	整机功 率 (W)	工作尺 寸 (mm)	外形尺 寸 (mm)
HY-4	往复	20	0-300	0-120	80	440x270	440x270x240

HY-5 调速多用振荡器（测速）（无级调速）



型 号	工作方 式	振荡幅 度 (mm)	振荡频 率 (rpm)	定时 范围	整机功 率 (W)	工作尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
HY-5	回旋	20	0-300	0~ 120	80	440×335	440×350 ×240

RK-30 调速平板振荡器（无级调速）



型 号	振荡方 式	振荡幅 度 (mm)	振荡频率 (rpm)	外形尺寸 (mm)	定时范围
RK-30	回旋	20	起动 ~200	300×300×1 50	0-120min

HY-6 调速多用振荡器（双层）/（测速）（无级调速）



型号	产品名称	主要技术参数
HY-6	（双层）调速多用振荡器	（回旋）单层尺寸 610x460 50kg 负载 起动~260 转/分
HY-6	（双层）调速多用振荡器 （测速）	（回旋）单层尺寸 610x460 50kg 负载 起动~260 转/分

HY-8 大容量振荡器（测速）（无级调速）



型号	产品名称	主要技术参数
HY-8	大容量振荡器	（回旋）700x620 40kg 负载 起动~300 转/分
HY-8	大容量振荡器（测速）	（回旋）700x620 40kg 负载 起动~300 转/分

SK-1 快速混匀器（无级调速）



型 号	振荡幅度 (mm)	振荡频率 (rpm)	整机功率 (W)	工作尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
SK-1	5	3000r/min	10	φ 120	220×150×180

ZW-A 微量振荡器（无级调速）



型 号	工作 方式	振荡 幅度 (mm)	振荡频率 (rpm)	定时 范围 (min)	整机功率 (W)	工作尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	血凝板
ZW-A	回旋	6	起动 0-1500	0~120	15	180×150	230×180×150	0.4mlx 96 孔

2.电热套系列

HDM 恒温电热套



型 号	HDM-250	HDM-500	HDM-1000	HDM-2000
容 量	250ML	500ML	1000ML	2000ML
加热功率	200W	400W	600W	800W
温控范围	室温~300℃	室温~300℃	室温~300℃	室温~300℃
外形尺寸 mm	300×260×200	380×280×200	450×300×200	450×350×200

3.生化、光照、霉菌、震荡、培养箱系列

150A 数显生化培养箱

250B 数显生化培养箱



型号	容 积	温控范围	温控精度	压缩机功率	加热功率	搁板载重	外形尺寸 mm
150A	150L	5-50℃	±1℃	226W	300W	15KG	660×600×1460
250B	250L	5-50℃	±1℃	226W	300W	15KG	660×600×1670

150L 数显霉菌培养箱

250L 数显霉菌培养箱



型号	产品名称	主要技术参数
150L	数显霉菌培养箱	控温 5-50℃ 内 900x450x420(镜面不锈钢内胆、紫外杀菌、湿度水槽)
250L	数显霉菌培养箱	控温 5-50℃ 内 1100x480x450(镜面不锈钢内胆、紫外杀菌、湿度水槽)

150C 数显光照培养箱

250D 数显光照培养箱



型号	容积	温控范围	温控精度	压缩机功率	加热功率	光照度及光照功率	外形尺寸 mm
150C	150L	5~50℃ (无光照)	±1℃	145W	300W	≥2500LX 100W	660×600×1460
250D	250L	10~50℃ (全光照)	±1℃	145W	300W	≥2500LX 100W	660×600×1670

BS-1E 振荡培养箱 (双数显)

BS-1EA 振荡培养箱 (双数显)



型号	容积	温控范围	温控精度	振荡速度	振荡组数	振荡幅度	装瓶量	加热功率	外形尺寸 mm
								300W	
BS-1E	140L	5-50℃	±1℃	(回旋) 启动 0-300 r/min	1 组 (1 组 2 层)	20mm	三角烧瓶 250ml×2	制冷功率	660×630×1150
							4 500ml×1 2 1000ml×8	226W	

BS-1F 微电脑双层测速气浴恒温振荡器



型号	产品名称	主要技术参数
BS-1F	微电脑双层测速气浴恒温振荡器	700x460x880 瓶装 150ml x 40 只 x 2 室温 5-50℃



铸金分析仪器

BS-2F 振荡培养箱（双数显）



型号	容积	温控范围	温控精度	振荡速度	振荡组数	振荡幅度	装瓶量	加热功率	外形尺寸 mm
								400W	
BS-2F	280L	5-50℃	±1℃	(回旋) 启动 0-300 r/min	2 组	20mm	三角烧瓶 250ml×60 500ml×48 1000ml×24	制冷功率 386W	1400×800×1300

BS-4G 振荡培养箱（双数显）



型号	容 积	温 控 范 围	温 控 精 度	振荡 速度	振荡 组数	振荡 幅度	装瓶量	加热功率	外形尺寸 mm
BS-4G	28 0L	5-5 0℃	±1℃	(回旋) 启动 0-300 r/min	4 组	20m m	三角烧瓶 250ml×9 6 500ml×8 0 1000ml× 40	600W 制冷功率 480W	1400× 800×1 500



铸金分析仪器

4.电热板系列

DB-1 不锈钢电热板



型号	DB-1	DB-2	DB-3	DB-4
加热功率	600W	800W	1000W	1300W
加热面积	0.03m ²	0.066m ²	0.077m ²	0.135m ²
控温范围	室温-250℃			
外形尺寸	200×150× 100	300×220× 100	350×220× 100	450×300 ×100

DB-2 不锈钢电热板（数显）



型号	DB-1	DB-2	DB-3	DB-4
加热功率	600W	800W	1000W	1300W
加热面积	0.03m ²	0.066m ²	0.077m ²	0.135m ²
控温范围	室温-250℃			
外形尺寸	200×150×100	300×220×100	350×220×100	450×300×100

DB-3 不锈钢电热板（数显）



型号	DB-1	DB-2	DB-3	DB-4
加热功率	600W	800W	1000W	1300W
加热面积	0.03m ²	0.066m ²	0.077m ²	0.135m ²
控温范围	室温-250℃			
外形尺寸	200×150×100	300×220×100	350×220×100	450×300×100

DB-4 不锈钢电热板（数显）



型号	DB-1	DB-2	DB-3	DB-4
加热功率	600W	800W	1000W	1300W
加热面积	0.03m ²	0.066m ²	0.077m ²	0.135m ²
控温范围	室温-250℃			
外形尺寸	200×150×100	300×220×100	350×220×100	450×300×100

铸金分析仪器

5. 水浴锅、水箱系列

HH-1 数显恒温水浴锅



型号	孔数	加热功率	温控范围	温升速度	控温精度	工作尺寸	外形尺寸 (mm)
HH-1	1	300W	室温~100℃	至100℃≤70MIN	≤±1℃	150x140x100	280×160×170

HH-2 数显恒温水浴锅（双列）



型 号	孔数	加热功率	温控范围	温升速度	控温精度	工作尺寸	外形尺寸 (mm)
HH-2	2	500 W	室温~100℃	至100℃≤70MIN	≤±1℃	300x150x150	440×180×240

HH-3A 数显单控单列水浴锅



型号	HH-3A
孔数	3 孔独立
控温范围	室温-100℃
加热功率（每孔）	300W
每孔内尺寸	150*140*145
温度均匀性	±1℃

HH-4 数显恒温循环水浴锅（双列）/（单列）



型 号	孔数	加热功率	温控范围	温升速度	控温精度	工作尺寸	外形尺寸 (mm)
HH-4	4	800W	室温~100℃	至100℃≤70MIN	≤±0.5℃	325x300x150	470×310×250

HH-4A 数显单控单列水浴锅



型号	HH-4A
孔数	4 孔独立
控温范围	室温-100℃
加热功率（每孔）	300W
每孔内尺寸	150*140*145
温度均匀性	±1℃

HH-4B 数显恒温水浴锅（双列）



型 号	内 尺 寸	室 温	孔 数
HH-4B	325*300*150	+5℃～100℃	带四控单独控制磁力搅拌

HH-6 数显恒温水浴锅（双列） / （单列）



型 号	孔 数	加 热 功率	温 控 范围	温 升 速 度	控 温 精 度	工 作 尺 寸	外 形 尺 寸 (mm)
HH-6	6	1200W	室温～100℃	至100℃≤70MIN	±0.5℃	505x305x150	640×330×240

HH-6 数显恒温水浴锅（单列）



型 号	内尺寸	室温
HH-6(单列)	910*160*120	+5℃~100℃

HH-6B 数显恒温水浴锅（双列）



型 号	内尺寸	室温	孔数
HH-6B (双列)	505*305*150	+5℃~100℃	带六控单独控制磁力搅拌

HH-8 数显恒温循环水浴锅（双列）



型 号	孔数	加热功率	温控范围	温升速度	控温精度	工作尺寸	外形尺寸 (mm)
HH-8	8	1500W	室温~100℃	至100℃≤70MIN	≤±0.5℃	620x320x120	750×370×160

HH-42 数显恒温搅拌循环水箱（三用）



型 号	有效容 积 (mm)	加热功 率	温控范 围	温度均匀 性	温度波 动度	外形尺寸 (mm)
HH-42	420×180×200	1000W	室温 ~100℃	±0.5℃	≤±0.5℃	600×260×250

HH-60 数显恒温搅拌循环水箱（三用）



型 号	有效容 积 (mm)	加热功 率	温控范 围	温度均匀 性	温度波动 度	外形尺寸 (mm)
HH-60	600×300×210	1800W	室温 ~100℃	±0.5℃	≤±0.5℃	760×380×340

HH-SY 数显恒温电沙浴



型 号	内形尺寸 (mm)	室温
HH-SY	400*280*95	+5℃ ~ 399℃

HH-501 超级恒温水浴（数显）

HH-601 超级恒温水浴（数显）



型 号	工作尺寸 (mm)	加热功率	温度均匀 性	控温精度
501	350*240* 180	1000W	±0.1℃	≤±0.5℃
601				

76-1 电动搅拌玻璃恒温水浴（数显）



型 号	外箱尺 寸 (mm)	水槽 尺寸	加热 功率	搅拌功 率	搅拌速 度 (rpm)	控温 范围	控温精度
76-1	400×4 00×38 0	φ30×3 0	1000 W	30W	起动 0-2500	室温 -100 ℃	≤±1℃

HH-S 数显恒温油浴



型 号	有效容积 (mm)	加热功 率	温控范 围	温度均 匀性	温度波动 度	外形尺寸 (mm)
HH-S	280x280x 300	2500W	室温 ~300℃	±1℃	≤±2℃	460×340 ×350

6.离心机系列

800 台式电动离心机

800A 台式电动离心机（新款）



型 号	外形尺寸 (mm)	容 量	最高转速	最大相对离心力	定时范围	调速
80-1/2	320×320×300	20ML×12	4000r/min	1795g	0-60m (或常开)	无级调速
800	280×280×320	20ML×6	4000r/min	1435g		无级调速

80-1 台式电动离心机

80-2 台式电动离心机



型 号	外形尺寸 (mm)	容 量	最高转速	最大相对离心力	定时范围	调速
80-1/2	320×320×300	20ML×12	4000r/min	1795g	0-60m (或常开)	无级调速

80-3 数显电动离心机



型号	80-3
最高转速	4000r/min
容量	20ml*6
最大相对离心力	1435g
定时范围	0-60min
外型尺寸	320*320*300

80-4 数显电动离心机（新款）



型号	80-4
最高转速	4000r/min
容量	20ml*12
最大相对离心力	1750g
定时范围	0-60min
外型尺寸	310*310*300

80-5 微电脑离心机（新款）



型 号	外形尺寸 (mm)	容 量	最高转速	最大大相 对离心力	定时 范围	调速
80-5 (12孔)	425×328×250	20ML×12	4000r/min	1750g	60 分	微电脑控制，自由设定
80-5 (18孔)	425×328×250	20ML×18	4000r/min	1750g	60 分	微电脑控制，自由设定
80-5 (24孔)	425×328×250	20ML×24	4000r/min	1750g	60 分	微电脑控制，自由设定

YXJ-2 高速台式电动离心机



型号	外形尺寸(mm)	容量	最高转速	定 时	噪声	功 率	最大相 对离心力
YXJ-2	360×260×300	0.5M L× 12 管	1600 0r/M IN	0-60 min	<75dB(A)	>25 0W	17000g

TGL-16 高速台式电动离心机



型 号	外形尺寸 (mm)	容 量	最高转速	定时	噪声	功率	最大相对 离心力
TGL-16	360×260×300	1.5ML×12 管	16000 r/MIN	0-60min 或常开	< 75db (A)	>250W	17000g

TGL-16C 高速台式电动离心机



型 号	外形尺寸 (mm)	容 量	最高转速	定时	噪声	功率	最大相对 离心力
TGL-16 (C)	360×260×300	0.5ML×12 管 7ML×8 管	16000r/MIN	0-60min 或常开	< 75db (A)	>250W	17000g

7.熔蜡机、烤片机系列

HH-M 熔蜡机



型 号	加热功率	控温精度	内腔	容积	工作温度	内胆尺寸 mm	外形尺寸 mm	外箱尺寸 mm
HH-M	1050 W	±1℃	不锈钢	11756ml	常温~75℃	直径 240x 高 260	360x430x460	540x600x560

DB-B1 烤片机（新款）



型 号	烤片尺寸	外部尺寸 mm	控温范围	工作 温度	功率
DB-B1	240x180	260×200×75	±2℃	室温 ~ 70℃	100W

DB-B2 烤片机（新款）



型 号	外型尺寸 mm	工作温度	功率	控温精度
DB-B2	640×200	室温~ 70℃	200W	±2℃

铸金分析仪器

8. 磁力搅拌器系列

78 磁力搅拌器（无级调速）



型 号	外行尺寸 (mm)	使用环境 温度	加热功 率	搅拌功 率	搅拌速度	工作面 直径 (mm)
78	230×160 ×100	15℃-30 ℃	无	3-6W	启动 0~1400R/ MIN	φ130

78-1/79-1 磁力加热搅拌器（无级调速）

78-2/79-2 双向磁力加热搅拌器（无级调速）



型 号	外形尺寸 (mm)	使用环境 温度	加热功 率	搅拌功率	搅拌速度	工作面直 径 (mm)
78-1	230×160 ×100	15℃-30℃	150W	3-6W	启动	φ 130
79-1					0~1400R	
78-2					/MIN	
79-2					启动 0~1800 R/MIN	

99-1 大功率磁力搅拌器（无级调速）



型 号	调速范围	工作面尺 寸 (mm)	电机功 率	工作容量	外型尺寸 (mm)
99-1	启动 0-2000r/ min	300×300	50W	100~100 00ML	350×210× 190

88-1 大功率恒温磁力搅拌器（数显）（无级调速）



型 号	加热功率	温控范围	搅拌速度
88-1	250W	室温—250℃	启动 —2000r/min
搅拌功率	工作面直径	外箱尺寸	
20W	150mm	290×290×150mm	

85-1/85-2 恒温磁力搅拌器（无级调速）



型 号	加热功率	温控范围	搅拌速度
85-1	150W	室 温 5-100℃	起动 —1500r/min
搅拌功率	工作面直径	外箱尺寸	
3-6W	130mm	300×200×90mm	

90-2 恒温磁力搅拌器（数显）（无级调速）



型号	搅拌容量	定时范围	控温范围	控温精度
90-2	100-1000 ml	0-30min 或 常开	室温 ~100℃	±1℃

HJ-3 恒温磁力搅拌器（数显）（无级调速）



型 号	外型尺寸 (mm)	加热功率	工作面直径 (mm)	搅拌速度	控温范围	控温精度
HJ-3	230×160 ×100	150W	φ130	启动 ~1400R/ MIN	室温 -100℃	±1℃

HJ-5 数显多功能搅拌器（多功能）（磁力、电动） （无级调速）



型 号	调速范围 (rpm)	温控范 围	温控精 度	工作面 直径 (mm)	电机 功率	搅拌容 量	加热功 率	外形尺 寸(mm)
HJ-5	磁力: 启动 -1400r/m in 电动: 启动 -2500r/m in	室温 -100℃	±1℃	φ130	30W	100-10 00ml	150W	350×21 0×190

HJ-5A 集成多功能搅拌器（新款）（无级调速）



型号	搅拌容量	温控范围
HJ-5A	100-3000ml	室温-200℃

HJ-2 双头磁力加热搅拌器（2 头）（无级调速）



型 号	外型尺寸 (mm)	工作面 直径 (mm)	加热功 率	搅拌容量	搅拌速度	定时范 围
HJ-2	430×27 0×200	φ130×2	150W ×2	100-100 0ml	启动 ~1400R/ MIN	0-120 MIN (或常 开)

HJ-2A 双头恒温磁力搅拌器（2 头）/（数显）（无级调速）



型号	产品名称	主要技术参数
HJ-2A	双头恒温磁力搅拌器（2 头）	搅拌容量 100-1000ml 控温 ~100℃ 加热功率 2x200W

HJ-4 多头磁力加热搅拌器（4 头）（无级调速）



型号	外型尺寸 (mm)	工作面直径 (mm)	加热功率	搅拌容量	搅拌速度	定时范围
HJ-4	470×220×190	φ130×4	150W×4	100-1000ml	启动 ~1400R/MIN	0-120MIN (或常开)

HJ-4A 多头恒温磁力搅拌器（4 头）（数显）（无级调速）



型号	产品名称	主要技术参数
HJ-4A	多头恒温磁力搅拌器（4 头）	搅拌容量 100-1000ml 控温 ~100℃ 加热功率 4x200W（出口）

HJ-6 多头磁力加热搅拌器（6 头）（无级调速）



型 号	外型尺寸 (mm)	工作面直 径 (mm)	加热功率	搅拌容量	搅拌速度	定时范围
HJ-6	700×220 ×190	φ130×6	150W×6	100-100 0ml	启动 ~1400R/ MIN	0-120MIN (或常开)

HJ-6A 多头恒温磁力搅拌器（6 头）（数显）（无级调速）



型号	产品名称	主要技术参数
HJ-6A	多头恒温磁 力搅拌器（6 头）	搅拌容量 100-1000ml 控温 ~100℃ 加热功率 6x200W

HJ-8 集热式磁力搅拌器（DF-1）（数显）（无级调速）



型 号	外箱尺 寸(mm)	加热功率	搅拌功 率	搅拌速 度	控温范围	控温精度
HJ-8 (DF-1)	340×340 ×320	500W	20W	启动 0~2000R /MIN	室温 -300℃ (可加热 油)	±3℃

HJ-8A 集热式磁力搅拌器（6头）（无级调速）



型 号	加热功率	控温范围
HJ-8A	6*600W	室温+10℃～ 300℃



铸金分析仪器

9. 电动搅拌器系列

JJ-1 精密增力电动搅拌器（转速数显）/（25W 40W 60W
100W）（无级调速）



型 号	外形尺寸 (mm)	电机功率	搅拌速度
JJ-1	430×310	30W~100W	启动 ~2800R/MIN

JJ-1 大功率电动搅拌器（转速数显） / （160W 200W） （无级调速）



型 号	外形尺寸 (mm)	电机功率	搅拌速度
JJ-1 (160)	230×160×100	160W	启动~2000r/min
JJ-1 (200)	260×180×100	200W	启动~2000r/min

JJ-1 大功率电动搅拌器（300W）（无级调速）



型 号	定时范围	电机功率	搅拌速度
JJ-1 (300W)	0-120min	300W	启动 ~3000r/min

JJ-3 控温电动搅拌器（无级调速）



型 号	JJ-3 (数显)
电机功率	60W
加热功率	500W
调速范围	启动~3000r/min
定时范围	0-120min (常开)
控 温	常温-100℃
外形尺寸	430×310×150

JJ-4 数显六联同步（异步）电动搅拌器（无级调速）



型 号	外形尺寸 (mm)	电机功率		搅拌速度 R/MIN		搅拌叶	升降高度
JJ-4	1000*250*660	50W (同 步)	360W (异 步)	0-1200 (同 步)	0-2200 (异步)	3cmx1cm	≥250mm
JJ-4A		50W×2		起步 0~250 (同步)			

JJ-4A 六联自动升降电动搅拌器（无级调速）



型 号	外形尺寸 (mm)	电机功率		搅拌速度 R/MIN		搅拌叶	升降高度
JJ-4	1000*250*660	50W (同步)	360W (异步)	0-120 (同步)	0-220 (异步)	3cmx 1cm	≥250 mm
JJ-4A		50W×2		起步 0~250 (同步)			

JJ-4B 六联自动升降电动搅拌器（无级调速）

（组合数显六孔水浴锅）



型 号	外形尺寸 (mm)	电机功率	搅拌速度 R/MIN	搅拌叶	升降高度	孔数
JJ-4B	1000*250*660	50W×2	起步 0~250 (同步)	3cmx1cm	≥250mm	带数显 六孔水 浴锅

10.匀浆机、粉碎机系列

JJ-2 组织捣碎匀浆机



型 号	外形尺寸 (mm)	电机功率	调速范围	定时范围
JJ-2	300×300×510	120W	起动 ~12000R/MIN	0-60min (或常开)

878-A 进口多功能粉碎机



型 号	外形尺寸 (mm)	电机功率	最高速度	定时范围
878A、878B	300×300×400	300W	0~12000R/MIN	每次使用不超过5min

FS-1 可调高速匀浆机



型号	FS-1
电机转速	22000 转/分
匀浆刀外切式	8000-20000 转/分
有 6 只匀浆杯	5、15、25、50、100、150ml
可连续工作时间	5 分钟
整机功率	185W
整机重量	10Kg
电源电压	220V 10%

FS-2 可调高速分散器



型号	FS-2
整机功率 (W)	185
调速范围 (rpm)	0-20000
外型尺寸 (cm)	28*20*48



铸金分析仪器


FSH-2 可调高速均浆器



型号	FSH-2
功率	185W
整机重量	10Kg
电源电压	220V 10%
环境温度	-10 - 45℃
外形尺寸	280×200×480mm


11 石英蒸馏器系列

SYZ-A SYZ-B 石英亚沸高纯水蒸馏器



型 号	规 格	加热功率 (W)	出水量 (ml/h)	外形尺寸 (mm)
SYZ-A、 B、	φ 120×480	1500W	1000	530×200 ×500
1810-B、 C	φ 100×480	3000W	2500	500×350 ×480

SYZ-135 石英亚沸高纯水蒸馏器



型号	产品名称	主要技术参数
SYZ-135	石英亚沸高纯水蒸馏器	出水量 800-1000ml/ 小时 加热功率 1500W (x2)

1810-B 石英自动双重纯水蒸馏器



型 号	规 格	加 热 功 率 (W)	出水量 (ml/h)	外形尺寸 (mm)
1810-B、 C	φ 100×480	3000W	2500	500×350 ×480

1810-C SYZ-C 石英自动亚沸高纯水蒸馏器



型 号	规 格	加热功率 (W)	出水量 (ml/h)	外形尺寸 (mm)
SYZ-A、 B、 C	Φ 120×480	1500W	1000	530×200 ×500
1810-B、 C	Φ 100×480	3000W	2500	500×350 ×480

12.电热恒温培养箱系列

DHX 电热恒温培养箱



型号	产品名称	主要技术参数
DHX-5	电热恒温培养箱	微电脑 RT+10-65℃ 工作尺寸：150*150*250mm 加热功率：300W
DHX10	电热恒温培养箱	微电脑 RT+10-65℃ 工作尺寸：200*200*250mm 加热功率：300W
DHX-20	电热恒温培养箱	微电脑 RT+10-65℃ 工作尺寸：250*250*350mm 加热功率：500W
DHX-30	电热恒温培养箱	微电脑 RT+10-65℃ 工作尺寸：300*300*350mm 加热功率：500W
DHX-50	电热恒温培养箱	微电脑 RT+10-65℃ 工作尺寸：350*350*450mm 加热功率：800W
DHX-80	电热恒温培养箱	微电脑 RT+10-65℃ 工作尺寸：400*400*550mm 加热功率：1000W
DHX-100	电热恒温培养箱	微电脑 RT+10-65℃ 工作尺寸：450*450*550mm 加热功率：1500W
DHX-150	电热恒温培养箱	微电脑 RT+10-65℃ 工作尺寸：500*500*650mm 加热功率：2000W
DHX-200	电热恒温培养箱	微电脑 RT+10-65℃ 工作尺寸：650*600*650mm 加热功率：3000W
DHX-250	电热恒温培养箱	微电脑 RT+10-65℃ 工作尺寸：600*550*800mm 加热功率：3500W

13.隔水式电热恒温培养箱系列

GHX 隔水式电热恒温培养箱



型号	产品名称	主要技术参数
GHX-50	隔水式电热恒温培养箱	不锈钢内胆 微电脑 RT+5-65℃ 温控精度 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 工作尺寸: 350*350*450mm 加热功率: 800W
GHX-80	隔水式电热恒温培养箱	不锈钢内胆 微电脑 RT+5-65℃ 温控精度 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 工作尺寸: 400*400*550mm 加热功率: 1000W
GHX-100	隔水式电热恒温培养箱	不锈钢内胆 微电脑 RT+5-65℃ 温控精度 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 工作尺寸: 450*450*550mm 加热功率: 1500W
GHX-150	隔水式电热恒温培养箱	不锈钢内胆 微电脑 RT+5-65℃ 温控精度 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 工作尺寸: 500*500*650mm 加热功率: 2000W
GHX-200	隔水式电热恒温培养箱	不锈钢内胆 微电脑 RT+5-65℃ 温控精度 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 工作尺寸: 600*550*650mm 加热功率: 3000W
GHX-250	隔水式电热恒温培养箱	不锈钢内胆 微电脑 RT+5-65℃ 温控精度 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 工作尺寸: 600*550*800mm 加热功率: 3500W

14. 电热恒温鼓风干燥箱系列

DHX 电热恒温鼓风干燥箱



温控范围	微电脑 RT+10-300℃
温度浮动	≤±1℃
电源	220V/50HZ 110V/60HZ
功率消耗	300W~1200W

15. 脱色摇床系列


TSY 脱色摇床（上下）



型号	产品名称	主要技术参数
TSY	脱色摇床（上下）	上下摆动：15 次/分，摆动角度：与水平呈±25℃，工作面尺寸：252*170mm，功率：6w

16. 三维旋转混匀器系列


XZH 三维旋转混匀器



型号	产品名称	主要技术参数
XZH	三维旋转混匀器	运动类型：三维旋转，可调转速：5-40 转/分，旋转角度：20℃，最大承重：0.8kg，功率：6w

17.血液混匀器系列

XYH-01 滚动式血液混匀器



型号	产品名称	主要技术参数
XYH-01	滚动式血液混匀器	摇摆：0-80 次/分，滚动：0-80 次/分，摆幅：22mm+1mm，功率：12w

铸金分析仪器

XYH-2 旋转式血液混匀器



型号	产品名称	主要技术参数
XYH-02	旋转式血液混匀器	旋转速度：8-32 次/分， 安装支数：1-15 支/ 次 真空采血管直径： 13±0.1mm，圈直径： 220mm

18.台式振荡器系列

HY-9 台式振荡器（水平摇床）

HY-9A 台式振荡器（摇晃式摇床）



型号	产品名称	主要技术参数
HY-9	台式振荡器（水平摇床）	旋转速度：0-230/min, 偏心距:22mm, 输入功率：10w
HY-9A	台式振荡器（摇晃式摇床）	旋转速度：0-230/min, 输入功率：10w

铸金分析仪器

19.漩涡混匀器系列



型号	产品名称	主要技术参数
XWH	漩涡器	旋转速度 2800/min, 输入功率：50W 工作方式：连续的、断续的、速度可调

XWH 漩涡器